




**Плевра қуысын дренаждау дағдысына арналған
тренажерды пайдалану бойынша оқытушыларға
әдістемелік нұсқаулық (Р67)**



ШЫМКЕНТ 2022

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

ТДО отырысында қарастырылды
 Хаттама № 4 13 12 2022 ж.
 ТДО басшысы  Калменов Н.Д.

Жинақтар:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажёр	дана.	1
2	Пневмоторакс жабындысы	дана.	2
3	Гидроторакс жабындысы	дана.	2
4	Гидроторакс қондырғысы	дана.	2
5	Пункцияның қондырғысы	дана.	2
6	Сұйықтыққа арналған қапшық	дана.	2

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмыстың аяқталуы:

1. Манекенді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Тренажерді жақсылап құрғатыңыз
3. Манекенді жинап, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: Плевра қуысын дренаждау дағдысына арналған тренажер (Р67).

Кіріспе: Плевра қуысын дренаждау дағдысына арналған тренажер пневмотораксты декомпрессиялау және гидропневмоторакс кезінде жабық плевралық дренаж үшін тамаша көрнекі құрал болып табылады. Шынайы пішін мен дұрыс анатомиялық белгілер пневмотораксты декомпрессиялау және гидропневмоторакс үшін жабық плевра дренажы бойынша дайындық пен дағды талаптарына сәйкес келеді. Тренажер ПВХ-дан жасалған.

Сипаттамасы

1. Пневмотораксты декомпрессиялау, гидропневмоторакспен жабық плевра дренажын жүргізуге болады.
2. Кеуденің оң жақ жартысында анатомиялық құрылымдардың сөздерін бейнелеуге арналған екі терезе бар.
3. Пневмотораксты декомпрессиялау, гидропневмоторакспен жабық плевралық дренаж және кеуденің сол жақ жартысына торакоцентез жүргізу дағдысына үйрету.
4. Пункция төсемі алынбалы.

Тренажерды пайдалануға дайындау.

1. Пневмоторакстың декомпрессиясы:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Кернеу пневмотораксымен ауыратын науқастарға алғашқы көмек троакар немесе қалың иненің көмегімен плевра қуысын тесу. Ортаңғы бұғана аймағы мен екінші қабырға аралықтары әдеттегі пункция орны болып табылады. Бұл манипуляцияның мақсаты - плевра қуысынан ауаны шығару. Резеңке шамды пайдаланып, үрленетін құрылғыға ауа сорыңыз. Инені пункция орнына енгізіңіз.

2. Гидропневмоторакс кезінде плевра қуысының жабық дренажы:

Тренажёрдың төменгі бөлігі «inlet» қан толтырылған сұйықтық қапшығын бекітіңіз.

Жоғарғы түтікке бос сұйықтық қапшығын бекітіңіз. Қан симуляторының бос сұйықтық қапшығына ағуын күтіңіз және сұйықтық ағынын қысқыштармен тоқтатыңыз.

Енді сіз торакоцентез дағдыларын жаттыға аласыз. Пункция орны кеуденің сол жақ жартысының ортаңғы сызығының алдында бесінші қабырға аралық аймағында орналасқан.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сақтау және күту

1. Машинаны жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
2. Кептіріңіз.
3. Желдетілетін жерде сақтаңыз.
4. Тренажёрды желдетілетін жерде, тікелей күн сәулесінен және ылғалдылығы жоғары жерлерде сақтаңыз.
5. Тренажёрды ыстықтан алшақ ұстаныңыз.