


Р2201 Компьютерлік оқыту, нәтижелерді тіркеу және оларды басып шығару мүмкіндігі бар өкпе-жүрек реанимация тәжірибелік дағдыларын жаттықтыру үшін 7 жасар «МАЛЫШ-8» бала манекен-тренажерін қолдану бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқау




ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды

Хаттама № 5 08 12 2020 ж.

ТДО басшысы  Абдраимова С.Е.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысты аяқтау:

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Бағдарламаны жабу.
2. Қуат түймесін өшіріңіз.
3. Кірді кетіріңіз, тренажерді жылы сабынды суға малынған таза шүберекпен сүртіңіз.
4. Тренажерді мұқият құрғатыңыз.

Жинақ:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1
2	Манекеннің қуат кабелі	дана	1
3	Костюм	дана	1
4	Сымды қосылуға арналған кабель	дана	1
5	Бір реттік беткі экраны (50дн)	дана	1
6	Өкпе қапшығы	дана	2
7	Эндотрахеальды түтікше	дана	1
8	Жақпа-гелі	орама	1


Атауы: P2201 Компьютерлік оқыту мүмкіндігі бар нәтижелерді тіркеу және оларды басып шығару CPR дағдыларын оқыту үшін 7 жастағы "МАЛЫШ-8" баланың манекен–тренажері

Кіріспе: "МАЛЫШ-8" Манекен–тренажері жүрек-өкпе реанимациясын, кеңірдекті интубациялау дағдыларын жаттықтыруға бағалауға арналған. Модель американдық жүрек қауымдастығының жүрек-өкпе реанимациясын (ЖӨР) және жүрек-тамыр аурулары бойынша жедел көмек ұсыныстарына, сондай-ақ клиникалық оқыту талаптарына сәйкес келеді. Бұл тренажердің басты ерекшелігі-оның дербестігі, пайдалану кезіндегі ыңғайлылығы, жоғары сапасы мен сенімділігі.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
			
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сипаттамасы:

1. Жүрек-өкпе реанимациясын (ЖӨР) жүргізу процесін бақылауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету;
2. Баланың табиғи ауа жолдарын модельдеу;
3. Кеңірдек интубациясы;
4. Жылжымалы жақ;
5. Табиғи жасушаларға ұқсас жасанды желдету және кеуде қуысының қысылуы;
6. Сығымдау орындарының нақты белгілері;
7. Қолдың қалпын бақылау;
8. Автономды жұмыс;
9. Планшетпен немесе ноутбукпен сымды немесе Wi-Fi байланысы;
10. Оқушылардың жарыққа реакциясы;
11. Каротид артериясындағы автоматты пульс;
12. Нәтижелерді басып шығару мүмкіндігі;
13. Тренажер параметрлерін реттеу мүмкіндігі;
14. Иық пен жамбасқа бұлшықетшілік инъекциялар (сыртқы жағынан);
15. Мейірбикелік күтім дағдыларын дамыту.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
			
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Манекенді пайдалануға дайындау

Пайдалану кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Киізден жасалған қаламдарды, сия қаламдарын, ацетонды, йодты және басқа да бояғыш заттар мен заттарды пайдаланбаңыз, жаттықтырушыны газет бетіне немесе боялған беттерге қоймаңыз. Практикалық сабақтар кезінде студенттердің ықтимал инфекциясының алдын алу үшін ауыздан ауызға жасанды тыныс алу кезінде бір реттік бет маскаларын қолдану ұсынылады.

1. Тренажерді артқы жағыңызда тегіс, көлденең бетке орнатыңыз.
2. Толық жұмысқа кіріспес бұрын тренажерді толығымен зарядтау ұсынылады. Тренажер 2 сағат ішінде зарядталады.
3. Әрі қарай, компьютермен байланыс орнатыңыз, Wi-Fi арқылы сымды немесе сымсыз байланыс жасай аласыз.
4. Манекен тренажерінің бағдарламалық жасақтамасын іске қосқаннан кейін жұмыс режимін