


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы		044 – 62/ ()
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)		8 беттің 1 беті

Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)

Мамандығы: "Жалпы дәрігерлік тәжірибе"


Пән: «ЖТД-дегі ішкі аурулар»

Курс: 7

Кафедра: «ЖТД-2»

Құрастырушылар: Тасқынова М.А., Абдиева Б.М.


Шымкент 2022 г.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы		044 – 62/ ()
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)		8 беттің 2 беті

Кафедра мәжілісінде қаралды

Хаттама № 4^a 20.12 2022 ж.

Кафедра меңгерушісі
 м.ғ.д., профессор *Г* Досыбаева Г.Н.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы	044 – 62/ ()
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)	8 беттің 3 беті

1. Клиникалық дағдылардың атауы: "Спирометрді қолдану ережелері мен техникасы".

2. Оқыту мақсаты:

- * спирометрді қолдану ережелері мен техникасына үйрету
- * спирометиді қолдану ережелері мен техникасы бойынша теориялық материалды меңгеру
- * әрбір дәрігер-интерн спирометрді қолдану әдістемесін пысықтау
- * спирометрді қолдану көрсеткіштерін анықтау
- * аспаптармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын үйрету
- * нақты клиникалық практикада қолдануды ескере отырып, жетілуге дейінгі клиникалық дағдыларды пысықтау

3. Алдын-ала нұсқау беру және манекен дағдыны көрсету үшін қажетті уақыт: 10 мин

4. Дағдыны өз бетінше меңгеру үшін қажетті уақыт: 15 мин

5. Клиникалық дағдыны меңгеру үшін қажетті теориялық білім:

- Спирометрияны қолдануға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер
- Сыртқы тыныс алу қызметінің негізгі көрсеткіштері
- Осы әдістеменің артықшылықтары
- Спирометрияны қолдану жөніндегі нұсқаулықты оқыңыз
- Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары

6. Клиникалық дағдыларды меңгеру үшін қажетті тренажерлер, манекендер, модельдер тізбесі:


- * Толық ұзындықтағы манекен
- * Спирометр

7. Клиникалық дағдыларды меңгеру үшін сабақ барысында қолданылатын медициналық бұйымдар мен жабдықтардың тізбесі.

- * Спирт 96% 100мл
- * Мақта тампондары
- * Жуу ерітіндісі
- * Стерильді майлықтар
- * Медициналық зарарсыздандырылған қолғап

6. Дағдыны орындау алгоритмі:

№	Қадамдық әрекеттер	Орындады	Орындалмады	Ескерту
1.	Өзара сәлемдесуден және ұсыныстан кейін қолдарын жуып, емделушімен сенімді қарым-қатынас орнатты, ТАЖ			


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы	044 – 62/ ()
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)	8 беттің 4 беті

	жазыңыз, емшараның барысын түсіндіріңіз , процедураға келісім алып, қолғаптар киіңіз.			
2.	Науқасқа мұрнына арнайы қыстырғыш тағуды ұсынамыз, бұл тексеру кезінде мұрын аймағы арқылы тыныс алуды болдырмау үшін қажет.			
3.	Науқасқа арнайы құрылғыны – мундштукты ұсынамыз, ол арқылы тексеру кезінде негізгі тыныс алуды жүзеге асыру қажет болады.			
4.	Науқас мундштукты аузына апарып, оны ернімен қысып, содан соң осы командалардың бірнеше циклін орындау керек: «дем алу -дем шығару».			
5.	Спирометрия кезінде бірнеше пробалар алынады, әрбір проба үш рет алынады. Пробалар арасындағы демалыс 1-2 минутты құрайды. Әрбір пробалар нәтижесінде бір-біріне сәйкес келмеуі тіркеледі. Зерттеу кезінде бас айналуы мүмкін.			
6	Зерттеуден кейін нәтижелерді өңдейді, пациентке қағаз түрінде процедуралар кестесін және қорытындысын береді.			
7	Спирометрдің емделушінің аузымен байланыста болған барлық бөліктерін ағынды сумен шайыңыз (қажет болған жағдайда – тазалау ерітіндісін қосу арқылы), құрғатыңыз.			
	Қорытынды :			

7. Тапсырмалар:

- Спирометрді қолдану көрсеткіштерін анықтау.
- Спирометрді қолдану алгоритмін пысықтау.

8.Әдебиет: негізгі және қосымша

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы		044 – 62/ ()
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)		8 беттің 5 беті


1. Ішкі аурулар: пульмонология модулі: оқулық = Внутренние болезни: модуль пульмонология : учебник / А. М. Жусупова. - М. : "Литтерра", 2016. - 264 б. с.
2. Стрюк, Р. И. Внутренние болезни: учебник / Р. И. Стрюк, И. В. Маев. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 496 с.
3. Внутренние болезни: рук. к практическим занятиям по госпитальной терапии: учеб. пособие / В. Г. Ананченко [и др.]; под ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 456 с.: ил.
4. Федюкович, Н. И. Внутренние болезни: учебник / Н. И. Федюкович. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 570 с.: ил.
5. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи: учеб. пособие / В. И. Маколкин [и др.]. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 304 с.: ил.


Қосымша:


1. Внутренние болезни 333 тестовые задания и комментарии к ним: учеб. пособие / Л. И. Дворецкий [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 160 с. : ил.
2. Моисеев, В. С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией: рук. для врачей/В. С. Моисеев, Ж. Д. Кобалева, С. В. Моисеев; под ред. В. С. Моисеева. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 832 с. : ил.
3. Внутренние болезни. Т 1: практикум / под ред. Н. А. Мухина. - 2-е изд. - М. : "Литтерра", 2010. - 576 с. -

Электронды ресурстар:

1. Ішкі аурулар. Пульмонология модулі [Электронный ресурс] : оқулық = Модуль внутренние болезни. Пульмонология : учебник / А. М. Жусупова [ж/б.]. - Электрон. текстовые дан. (1,42Мб). - М. : "Литтерра", 2016. - 264 бет. эл.
2. Внутренние болезни. Т. 2 [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. С. Моисеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (45.1Мб). - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 895 с.
3. Стрюк, Р. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник / Р. И. Стрюк, И. В. Маев. - Электрон. текстовые дан. (37,1 Мб). - М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 496 с. эл. опт.
4. Внутренние болезни. Т. 2 [Электронный ресурс]: учебник/под ред. В. С. Моисеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (45.1Мб). - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 895 с.

<p>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>		<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»</p>
<p>«ЖТД-2» кафедрасы</p>		<p>044 – 62/ ()</p>
<p>Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)</p>		<p>8 беттің 6 беті</p>

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«ЖТД-2» кафедрасы		
Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)	044 – 62/ () 8 беттің 7 беті	

<p>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>		<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«ЖТД-2» кафедрасы</p>		<p>044 – 62/ ()</p>
<p>Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыларды оқыту бойынша интерндерге арналған әдістемелік нұсқау (орындау алгоритмі қолдануымен)</p>		<p>8 беттің 8 беті</p>