

**Методические рекомендации для преподавателей по
использованию тренажера «АРТОПЛЕЧ» для отработки
навыков проведения артроскопии плечевого сустава (Р77)**




ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков	044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН

Протокол № 2а от 18 10 2021 г.

Руководитель ЦПН: Алимбеков М.Е. 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

1. Необходимо протереть тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой.
2. Тщательно просушить тренажер.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Тренажер	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Наименование: Тренажер для отработки навыков проведения артроскопии плечевого сустава «АРТРОПЛЕЧ» (P77)

Введение: Тренажер «АРТРОПЛЕЧ» предназначен для отработки навыков проведения артроскопии плечевого сустава. Тренажер представляет собой правый плечевой сустав, включая кожу, группу мышц и сухожилий. Для удобства изучения строения и функций сустава тренажер разборный.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Характеристика:

1. Тренажер представляет правое плечо человек, установленное на подставке.
2. Для удобства изучения строения, тренажер разбирается на две части. Одна из частей снимается с подставки.
3. Плечевой сустав выполнен в соответствии с анатомическим строением человека. С помощью крепежного болта вынимается из корпуса тренажера, для более детального изучения.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Центр практических навыков		044/28-	
Методические рекомендации для преподавателей			

Подготовка манекена к эксплуатации:

При эксплуатации тренажер должен быть защищен от ударов.

1. Установите тренажер на ровную горизонтальную поверхность.
2. Для более детального изучения тренажера вынимается болт из корпуса и разбирается на две части.

