



**Методические рекомендации для преподавателей
по использованию модели патологий
пищеварительной системы, 2 части (SMD0333).**



ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Рассмотрено на заседании ЦПН
Протокол № 4 от 13 12 2022 г.
Руководитель ЦПН:  Калменов Н.Д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Завершение работы:

После окончания работы:

1. Необходимо протирать модель чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой;
2. Тщательно просушивать;
5. Хранить в сухом, проветриваем помещении.

Комплектация:

№	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Модель, 2 части	шт.	1
2	Подставка с опорой	шт.	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Наименование: Модель патологий пищеварительной системы, 2 части (на подставке) (SMD0333).

Введение: Модель патологий органов пищеварения состоит из двух частей, устанавливается на подставку с опорой, изготовлена из ПВХ и краски. Модель предназначена для использования как демонстрационный материал при обучении в средних и высших медицинских учебных заведениях, а также для демонстрации пациентам во врачебных кабинетах.

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Характеристика:

На модели представлены различные патологии желудка, толстой и тонкой кишки. Срединный разрез и съёмная передняя часть желудка показывает гастрит на различных стадиях развития: эритематозный гастрит; разъедающий гастрит; геморрагический гастрит; стадия исцеления с формированием рубца; гипертрофический гастрит; кровоточащая язва; прободение язвы. Разрезы на поперечно-ободочной кишке, нисходящей ободочной кишке и сигмовидной кишке показывают: спайки; дивертикулез; дивертикулит; рак толстой кишки; полипы толстой кишки; слизистый колит; болезнь Крона; язвенная форма рака; аппендицит.

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Центр практических навыков		044/28-
Методические рекомендации для преподавателей		

Эксплуатация тренажера

При эксплуатации модель должен быть защищен от ударов.

Избегайте использования фломастеров, чернильных ручек, ацетона, йода и других красящих веществ и предметов, не укладывайте симулятора на газетную бумагу или любые окрашенные поверхности. Материал симулятора имеет свойства впитывать красящие вещества.