


**Анатомиялық тренажерын жатыршілік  
контрацепция тәжірибелік дағдыларын  
жаттықтыру үшін оқытушыларға арналған  
әдістемелік нұсқаулық (F5L ).**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды  
 Хаттама № 4 13 1д. 2022 ж.  
 ТДО басшысы  Калменов Н.Д.

### Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

## Жұмысты аяқтау.

1. Тренажерды сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

**Атауы:** Жатыршілік контрацепция анатомиялық тренажеры.

**Кіріспе:** Бұл тренажер әйел жыныс мүшелерінің нақты анатомиясына негізделген ЖІК орнату және алу манипуляциясын үйретуге арналған. Тренажер медициналық колледждердің, медициналық технологиялық академиялардың студенттеріне, сондай-ақ клиницистерге ЖІК-ын орнатуды және алуды үйретуге арналған. Тренажер студенттердің де, тәжірибелі дәрігерлердің де оқытуға, біліктілігін арттыруға арналған

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

**Сипаттамасы:** Тренажер процедураны орындау кезінде шынайы көрініспен және нақты сезімдермен сипатталады. Анатомиялық құрылымдарға жамбас сүйегі, қуық, жатыр, қынап, вульваның кіші және үлкен ерні, тік ішек, сегізкөз сүйегі және т. б.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тәжірибелік дағдылар орталығы	044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық		

### **Тренажерды жұмысқа дайындау:**

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, құрылғыны газет қағазына немесе кез келген боялған беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіретін қасиеттерге ие.