



**Жатыршілік спиральды (ЖІС) енгізу моделін
қолдану бойынша оқытушыларға арналған
әдістемелік нұсқаулық (F9E).**



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қарастырылды
 Хаттама № 4 13 12 2022 ж.
 ТДО басшысы  Калменов Н.Д.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Жұмысты аяқтағаннан кейін:

1. Тренажерды сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Тренажер	дана	1

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Атауы: Жатыршілік спиральды (ЖІС) енгізу моделі (F9E).

Кіріспе: Тренажер әйел жыныс мүшелерінің қалыпты анатомиялық құрылымына толық сәйкес жасалған және мөлдір пластикалық қақпақтың арқасында жатырдың құрылымын көлденең қимада көрсетілген. Тренажерда жатырдың, аналық бездің, фаллопиялық түтіктердің және т.б. көрсетілген. Модель жатыршілік контрацептивті орнату және алу процесін тікелей көрсетуге және осы манипуляцияларды орындау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Шынайы келбеті мен сенімді сезімдерінің арқасында модельді клиникалық оқытуға арналған тренажер ретінде, медициналық мектептердің, мейірбикелік және гигиеналық факультеттердің студенттерің оқыту мен тәжірибеге арналған демонстрациялық материал ретінде пайдалануға болады.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Сипаттамасы: Модельдің мөлдір алдыңғы қабырғасының арқасында жатыршілік контрацептивті қою мен алудың бүкіл процесін тікелей көруге болады. Модельді бір қолыңызбен ұстаңыз, ал екінші қолыңызда оған құрсақшілік құрал салынған өткізгішті алыңыз да, жатырдың дене қуысына енгізіңіз. Контрацептивті орнату және алу дағдыларын үйреніңіз.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

Тренажерды жұмысқа дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, құрылғыны газет қағазына немесе кез келген боялған беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіретін қасиеттерге ие.