

1. Тренажерды сабынды жылы суға малынған таза шүберекпен сүрту қажет;
2. Тренажерды мұқият құрғатыңыз;
3. Тренажерды құрғақ және желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.

Жабдық:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	Нәресте манекены	дана	1
2	Жаялық	дана	1

Нәресте моделі, жаялық киген бала тренажерын пайдалану бойынша оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық (Н40).




ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Тәжірибелік дағдылар орталығы		044/28-	
Оқытушыларға арналған әдістемелік нұсқаулық			

ТДО отырысында қаралды

Хаттама № 8 / 12 / 04. 2022 ж.

ТДО басшысы:  Алимбеков М.Е.

Атауы: Нәресте моделі, жаялық киген бала тренажеры (Н40).

Кіріспе: Жаңа туған нәрестеге арналған өмірлік өлшемдегі манекен, нәресте күтімінің негізгі дағдыларын жаттықтыруға өте ыңғайлы. Манекенді киюге, шешінуге, орануға, жаялықтарды ауыстыруға болады

Сипаттамасы:

Манекеннің өлшемі жаңа туған нәрестенің өлшеміне сәйкес келеді. Манекеннің жылжымалы буындары бар, көздері аздап ашылған. Жинаққа жаялық кіреді.

Тренажерды жұмысқа дайындау:

Жұмыс кезінде тренажер соққылардан қорғалуы керек.

Фломастер, сия қаламдары, ацетон, йод және басқа бояғыштар мен заттарды пайдаланбаңыз, құрылғыны газет қағазына немесе кез келген боялған беттерге қоймаңыз. Тренажер материалы бояғыштарды сіңіретін қасиеттерге ие.

Жұмысты аяқтау.

Жұмысты аяқтағаннан кейін: